

Συσκευή  
ενδογενούς θεραπείας  
βιοσυντονισμού

DeVita  
BRT

Οδηγίες χρήσης

## 1. Ο σκοπός της συσκευής

Η συσκευή ενδογενούς θεραπείας και διόρθωσης μέσω βιοσυντονισμού (Bio Resonance Therapy) «DeVita BRT» προορίζεται για την γρήγορη αποκατάσταση του σώματος, εξαλείφοντας τις δυσαρμονικές (παθολογικές) ταλαντώσεις και ενισχύοντας την αρμονική (φυσιολογική) ενεργοποίηση των αποθεμάτων προσαρμολογής, αυξάνοντας την άμυνα του ανοσοποιητικού συστήματος και την αντοχή του οργανισμού στις αρνητικές περιβαλλοντικές επιδράσεις διατηρώντας τη φυσιολογική του ομοιόσταση.

Η συσκευή προορίζεται για ατομική χρήση τόσο αυτόνομη όσο και σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους αποκατάστασης της υγείας.

## 2. Γενικές πληροφορίες

Το ανθρώπινο σώμα ως σύνθετο βιολογικό σύστημα αποτελεί πηγή χαμηλών ηλεκτρομαγνητικών ταλαντώσεων (δονήσεων) ενός ευρέος φάσματος συχνοτήτων - από χαμηλό έως υπερβολικά υψηλό. Είναι γνωστό ότι κάθε άτομο, κάθε μόριο, εκπέμπει συνεχώς εξαιρετικά αδύναμα ηλεκτρομαγνητικά σήματα μιας ορισμένης διαμόρφωσης μεταξύ της συχνότητας και του χώρου-χρόνου. Στη φύση, οι τυχόν ηλεκτρομαγνητικές ταλαντώσεις είναι φορείς πληροφοριών και ενέργειας. Τα ηλεκτρομαγνητικά σήματα στο ανθρώπινο σώμα αποτελούν ένα από τα συστατικά του ομοιοστατικού μηχανισμού του και μεταφέροντας ενεργειακές πληροφορίες, επικοινωνιακές και ρυθμιστικές εκτελούν λειτουργίες σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού υποκυτταρικό, κυτταρικό, επίπεδο ιστού, οργάνου και συστήματος.

Τα ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα έχουν θεμελιώδη σημασία για την οργάνωση, τη δομή και τη λειτουργία των ζωντανών συστημάτων, τόσο στην υγιή τους κατάσταση όσο και στην περίπτωση της ασθένειας.

Στα κύτταρα και μεταξύ των κυττάρων υπάρχει μια συνεχής στιγμιαία ανταλλαγή πληροφοριών, η οποία διεξάγεται και μέσω ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Οι λειτουργικές διαταραχές στο σώμα εμφανίζονται όταν μεταβάλλονται οι λεπτές διαδικασίες ελέγχου λόγω της παρέμβασης των ταλαντώσεων (παθολογικών), των επιβλαβών (τοξικών) ουσιών και των μολυσματικών παραγόντων, που είναι ασυνήθιστες για το σώμα. Αυτές οι παραβιάσεις οδηγούν σε περαιτέρω φυσικές εκδηλώσεις της νόσου, εφόσον το ρυθμιστικό σύστημα του οργανισμού δεν μπόρεσε να τις αντισταθμίσει επαρκώς.

Οποιοσδήποτε εξωτερικές πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, όπως είναι οι συσκευές κινητής τηλεφωνίας, διάφορες οικιακές συσκευές και ο βιομηχανικός εξοπλισμός, μέσω του συντονισμού συχνότητας κυμάτων, έχουν αρνητικό αντί-

κτυπο στη δυναμική των διαδικασιών ανταλλαγής πληροφοριών 4 στο ανθρώπινο σώμα, συμπεριλαμβανομένων των κυτταρικών και μοριακών επιπέδων, προκαλώντας έτσι, διάφορες φυσιολογικές διαταραχές που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του στρες, σε πονοκεφάλους, κατάθλιψη, αϋπνία και αυξάνουν απότομα την πιθανότητα εμφάνισης διάφορων προβλημάτων υγείας.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αιτία της νόσου είναι μια αλλαγή στη ροή ενέργειας, που οδηγεί στην εμφάνιση παθολογικών κυμάτων που παραβιάζουν τη φυσιολογική ισορροπία του οργανισμού.

Δεδομένου ότι οι ταλαντώσεις που εμφανίζονται στο ανθρώπινο σώμα είναι ηλεκτρομαγνητικής φύσεως, η χρήση συντονισμού για την αποκατάσταση της ανθρώπινης υγείας μπορεί να ενισχύσει τις αρμονικές (φυσιολογικές) ταλαντώσεις και να αποδυναμώσει τις δυσαρμονικές (παθολογικές) ηλεκτρομαγνητικές ταλαντώσεις.

Η μέθοδος της ενδογενούς θεραπείας βιοσυντονισμού δεν χρησιμοποιεί εξωτερικά ηλεκτρομαγνητικά σήματα, αντιθέτως λειτουργεί με τις ηλεκτρομαγνητικές δονήσεις του ανθρώπινου σώματος, δηλ. όλες οι δονήσεις είναι φυσιολογικές και δεν χρησιμοποιείται εξωτερική ενέργεια.

Η μέθοδος δεν συσχετίζεται με τη θέρμανση των ιστών, γεγονός που καθιστά δυνατή την εύκολη αφομοίωση της πληροφορίας.

### 3. Αρχή της λειτουργίας

Η αρχή της δράσης της ενδογενούς θεραπείας βιοσυντονισμού βασίζεται στην αντανakλαστική επίδραση των ηλεκτρομαγνητικών παλμών συγκεκριμένης συχνότητας σε βιολογικά ενεργές ζώνες που βρίσκονται στην επιφάνεια του δέρματος των χεριών και των ποδιών, οι οποίες είναι άμεσες προεξοχές των ανθρώπινων εσωτερικών οργάνων (απολήξεις των μεσημβρινών) .

Η συσκευή της ενδογενούς θεραπείας και διόρθωσης βιοσυντονισμού «DeVita BRT» λειτουργεί με τις ηλεκτρομαγνητικές δονήσεις του ίδιου του ανθρώπινου σώματος, γεγονός που επιτρέπει την εξουδετέρωση των παθολογικών ηλεκτρομαγνητικών ταλαντώσεων και την ενεργοποίηση της άμυνας του οργανισμού.

Δεδομένου ότι οι δονήσεις που εμφανίζονται στο ανθρώπινο σώμα είναι ηλεκτρομαγνητικής φύσεως, είναι δυνατή η απόσβεση τους με τη βοήθεια των ηλεκτροδίων. Αυτές μεταφέρονται στην είσοδο της συσκευής «DeVita BRT», όπου υφίστανται ειδική επεξεργασία (ενίσχυση & αναστροφή) και επιστρέφονται στο άτομο μέσω των ίδιων ηλεκτροδίων. Το ανθρώπινο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο αντιδρά αμέσως σε αυτά τα σήματα και οι διορθωμένες δονήσεις επιστρέφουν ξανά στη συσκευή κ.λπ.

Κατά τη διάρκεια αυτής της επεξεργασίας η συσκευή σχηματίζει έναν κλειστό βρόχο προσαρμοστικής ρύθμισης, με αποτέλεσμα οι ανθρώπινες δονήσεις, μετά την διόρθωση από τη συσκευή, να επιστρέφουν στον άνθρωπο (ανατροφοδότηση). Ταυτόχρονα, υπάρχει μια αποδυνάμωση ή πλήρης καταστολή των παθολογικών ταλαντώσεων, λόγω της εξουδετέρωσης ή της μείωσης της ποσότητας των παθολογικών πληροφοριών και της ενίσχυσης της φυσιολογικής και της σταδιακής αποκατάστασης της δυναμικής ισορροπίας στο σώμα (ομοιοστάσης).

Έτσι, ως αποτέλεσμα της ανταλλαγής ηλεκτρομαγνητικών δονήσεων, υπάρχει ανταλλαγή στις ροές πληροφοριών, που οδηγεί στην αύξηση του βαθμού συγχρονισμού των συστημάτων του σώματος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους, όπως και στην εξάλειψη των φυσιολογικών και ψυχολογικών διαταραχών. Οι παράμετροι της ηλεκτρομαγνητικής έκθεσης καθορίζονται από την κατάσταση του ίδιου του ατόμου, καθιστώντας τη μέθοδο αυτή τη βέλτιστη για την ανθρώπινη αποκατάσταση.

#### 4. Περιορισμοί χρήσης

Επί του παρόντος, δεν έχουν προσδιοριστεί αντενδείξεις για την χρήση ενδογενούς θεραπείας βιοσυntonισμού. Σχετικές αντενδείξεις και περιορισμοί είναι οι συνθήκες που καθορίζουν την αδυναμία εφαρμογής των επιδράσεων βιοσυntonισμού και της αναποτελεσματικότητάς τους. Αυτές είναι:

– **Παρουσία μεταμοσχευμένων οργάνων**

– **Το πρώτο τρίμηνο εγκυμοσύνης**

– **Ανατομικά αίτια** (εκ γενετής, μετά από χειρουργική επέμβαση ή τραυματισμό), για παράδειγμα: οστά που δεν έχουν επουλωθεί επαρκώς μετά από κάταγμα.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της επούλωσης του κατάγματος, η βοήθεια της μεθόδου ενδογενούς θεραπείας βιοσυntonισμού μπορεί να αποβεί σημαντική, γεγονός που θα επιταχύνει τη διαδικασία της ολικής επούλωσης, θα μειώσει τον πόνο και θα επιταχύνει την αποκατάσταση της υγείας.

– **Ανεπαρκής αξιολόγηση της κατάστασης, από τον άνθρωπο.**

#### 5. Εργασία με τη συσκευή και τη μέθοδο διόρθωσης

Ο κύριος σκοπός της διεξαγωγής της διαδικασίας διόρθωσης με τη χρήση ενδογενούς θεραπείας βιοσυntonισμού είναι να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν όλες οι πηγές των δυσαρμονικών παθολογικών δονήσεων που έχουν προκύψει στο σώμα και να ενισχυθούν οι αρμονικές.

Η εφαρμογή είναι δυνατή τόσο σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους αποκατάστα-

σης για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου υγείας, όσο και ως κύρια θεραπεία (εάν υπάρχει) για να επιταχυνθεί η διαδικασία ανάκαμψης.

Χάρη στο μικρό μέγεθος και την ευκολία χρήσης, η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε εσωτερικούς χώρους (στο γραφείο, στο σπίτι), όσο και εκτός αυτών.

Η αποτελεσματικότερη εφαρμογή απαιτεί την συνολική χρήση των ενδογενών και εξωγενών μεθόδων διόρθωσης, καθώς αλληλοσυμπληρώνονται και αλληλοενισχύονται.

Η ενδογενής θεραπεία πραγματοποιείται σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:

### 1. Απουσία συσκευών εξωγενούς θεραπείας — DeVita Energy, Ritm.

- Οι συνεδρίες BRT της DeVita διεξάγονται κάθε δεύτερη μέρα.
- Σε περιπτώσεις φλεγμονωδών αντιδράσεων, τραυματισμών, κρυολογήματος, αλλεργιών, επίπονης σωματικής ή πνευματικής εργασίας – για 3-5 ημέρες, καθημερινή χρήση, 1 φορά την ημέρα.

### 2. Παρουσία συσκευών εξωγενούς θεραπείας — DeVita Energy, Ritm.

- Σε περίπτωση φλεγμονωδών αντιδράσεων, τραυματισμών - για 3 ημέρες, 1 φορά την ημέρα.
- Για διατήρηση ενεργειακών πόρων και αποθεμάτων προσαρμογής - 1-2 φορές την εβδομάδα.

Οι συσκευές εξωγενούς θεραπείας χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις μεθοδολογικές συστάσεις και τα ΣΕΤ προγραμμάτων. Στο σπίτι, το DeVita BRT είναι καλό να χρησιμοποιείται το βράδυ.

Προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της θεραπείας με τη χρήση DeVita, συνιστώνται ταυτόχρονα συνεδρίες:

- **DeVita BRT + DeVita Energy** (με γεωπαθογόνες ή βιοπαθογόνες βλάβες, έντονο συναισθηματικό στρες),
- **DeVita BRT + DeVita Ritm** (με μείωση άμυνας οργανισμού, της ενέργειας, προβλήματα πεπτικού συστήματος, διαταραχές λειτουργίας κυκλοφορικού συστήματος, άγχος, δηλητηρίαση), χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα προγράμματα: **Ενεργή προστασία, Βελτίωση του κυκλοφορικού, Κατά του άγχους - antistress, Αποτοξίνωση (Detox), Ομαλοποίηση πεπτικού, Ενεργοποίηση και εξισορρόπηση των 7 τσάκρα.**

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!** Σε περίπτωση χαμηλών ενδείξεων της λειτουργικής ενεργειακής κατάστασης, η συσκευή DeVita BRT μπορεί να μην εκκινήσει τη συνεδρία.

Σε αυτή την περίπτωση, ενεργήστε ως εξής:

1. DeVita Energy – 1 φορά, και καταναλώστε ένα ποτήρι νερό.
2. Συνδυασμός: DeVita BRT+DeVita Energy.
3. DeVita Ritm: το πρόγραμμα Ενεργή προστασία (Active Protection) και / ή Ενεργοποίηση και εξισορρόπηση των 7 τσάκρα (7 Chakras).

**ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν ΠΡΕΠΕΙ να συνδυάζονται: DeVita BRT + DeVita AP!**

## **Απαιτήσεις για τη διεξαγωγή της ενδογενούς θεραπείας και διόρθωσης βιοσυντονισμού:**

- Στον χώρο της θεραπείας δεν πρέπει να λειτουργούν συσκευές μικροκυμάτων, να υπάρχουν ακάλυπτα ηλεκτρικά καλώδια, ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και μηχανές γραφείου, συσκευές ακτινοσκόπησης ή φυσικοθεραπείας κ.λπ.
- Η τοποθεσία δεν πρέπει να έχει γεωπαθολόγους, ηλεκτρομαγνητικούς (EMF) και άλλους τύπους επιβάρυνσεων.
- Εάν χρησιμοποιείτε για φωτισμό, λαμπτήρες φθορισμού (και οικονομικούς CFL όχι LED), η απόσταση από αυτούς πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,5 m και εάν χρησιμοποιείτε λαμπτήρες πυρακτώσεως (αλογόνου) τουλάχιστον 0,5 m.
- Σε περίπτωση που ο υπολογιστής ή η οθόνη βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, η απόσταση από αυτά δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 0,5 μ.
- Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, τα χέρια πρέπει να είναι χαλαρά.
- Το γραφείο, η καρέκλα και το υποπόδιο (εάν υπάρχουν) δεν πρέπει να είναι κατασκευασμένα από μέταλλο.
- Στο χώρο της συνεδρίας δεν θα πρέπει να υπάρχουν μεγάλα μεταλλικά πλαίσια, τρίποδα, ντουλάπια, η οτιδήποτε θα μπορούσε να προκαλέσει μια κεραία ή θωράκιση της ηλεκτρομαγνητικής επίδρασης.
- Τα ρούχα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από φυσικά υφάσματα (όχι συνθετικά), ώστε να αποφεύγεται η στατική συσσώρευση.
- Οι επιφάνειες σώματος που έρχονται σε επαφή με τη συσκευή πρέπει να είναι απαλλαγμένες από ρούχα (γυμνά χέρια – πόδια).
- Μια μέρα πριν από τη συνεδρία, η λήψη αλκοολούχων ποτών, καφέ και το κάπνισμα πρέπει να αποκλειστούν εντελώς.
- Πριν από τη συνεδρία, είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε κοσμήματα, ρολόγια, καθώς και μεμονωμένες φορητές συσκευές που παράγουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία (PDA, κινητό τηλέφωνο, συσκευή αναπαραγωγής μουσικής MP3 κ.λπ.)
- Για καλύτερη επαφή των χεριών και των ποδιών με τα ηλεκτρόδια της συσκευ-

ής, είναι απαραίτητο να καθαρίζετε τις επιφάνειες των ηλεκτροδίων, σκουπίζοντάς τα με ένα υγρό πανί που δεν περιέχει οινόπνευμα και αρώματα.

– Πριν ξεκινήσετε μια συνεδρία με το BRT, είναι επιθυμητό να αξιολογήσετε την κατάσταση του σώματός σας τόσο στο σύνολό του, όσο και μεμονωμένα τα όργανα και τα συστήματα χρησιμοποιώντας τη συσκευή DePuls +.

## Εργασία με τη συσκευή

Η συσκευή μπορεί να τροφοδοτείται είτε από μπαταρίες (επαναφορτιζόμενες που περιλαμβάνονται), είτε μέσω παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

### 1. Ελέγξτε την παρουσία μπαταριών στο χώρο μπαταριών, για τις οποίες:

- γυρίστε τη συσκευή ανάποδα.
- πιέστε το δάχτυλό σας στην πτυχωμένη άκρη του καλύμματος, της θήκης μπαταριών, και σύρετέ το.
- βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν μπαταρίες.

### 2. Κλείστε τη θήκη μπαταριών.

Εάν δεν υπάρχουν μπαταρίες ή δεν είναι επαρκώς φορτισμένες (τότε να τις αφαιρέσετε) και συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο μέσω του τροφοδοτικού (προσαρμογέα) που περιλαμβάνεται στην συσκευή.

3. Η συσκευή ενεργοποιείται πατώντας το πλήκτρο «ON» (στο ταμπλό της συσκευής). Η πράσινη ενδεικτική λυχνία «PROCESS» αναβοσβήνει.

4. Η συσκευή απενεργοποιείται πατώντας ξανά το πλήκτρο «ON» ή σβήνει αυτόματα εφόσον περάσουν 20 δευτερόλεπτα που η συσκευή είναι σε αδράνεια. Την ίδια στιγμή, η ενδεικτική λυχνία «PROCESS» σβήνει.

5. Εάν είναι απαραίτητο, ελέγξτε τη συσκευή για πιθανά προβλήματα λειτουργίας, ως ακολούθως:

– συνδέστε όλα τα ηλεκτρόδια (πλάκες ποδιών & κυλίνδρους χεριών) με τα καλώδια τους, στις αντίστοιχες υποδοχές της συσκευής (LH-RH, RF-LF) μεριμνώντας να μην ακουμπάνε μεταξύ τους.

– πατήστε το πλήκτρο «ON». Η συσκευή ενεργοποιείται και η πράσινη ενδεικτική λυχνία «PROCESS» αναβοσβήνει

– πατήστε το πλήκτρο «TEST». Η λυχνία «PROCESS» σβήνει, ανάβει η κίτρινη ενδεικτική λυχνία «TEST» (η οποία θα παραμείνει αναμμένη σε όλα τα στάδια του παρακάτω ελέγχου) και επίσης ανάβουν οι δύο πράσινες λυχνίες «LH-RH».

– Ακουμπήστε το ηλεκτρόδιο «LH» με το «RH» (κύλινδροι χεριών). Θα πρέπει να ακουστεί ένας συνεχής ήχος.

- πατήστε ξανά το κουμπί «TEST», θα σβήσουν οι προηγούμενες δύο λυχνίες και θα ανάψουν οι οι δύο πράσινες «LH-LF».
- Ακουμπήστε το αντίστοιχο ηλεκτρόδιο «LH» με το «LF» (κύλινδρο χεριού και πλάκα ποδιού) και θα πρέπει να ακουστεί ένας συνεχής ήχος.
- πατήστε ξανά το πλήκτρο «TEST», θα σβήσουν οι προηγούμενες δύο λυχνίες και θα ανάψουν οι δύο πράσινες «LF-RF»
- Ακουμπήστε το ηλεκτρόδιο «LF» με το «RF» (πλάκες ποδιών). Θα πρέπει να ακουστεί ένας συνεχής ήχος.
- πατήστε ξανά το κουμπί «TEST», θα σβήσουν οι προηγούμενες δύο λυχνίες και θα ανάψουν οι δύο πράσινες «RH-RF».
- Ακουμπήστε το αντίστοιχο ηλεκτρόδιο «RH» με το «RF» (κύλινδρο χεριού και πλάκα ποδιού) και θα πρέπει να ακουστεί ένας συνεχής ήχος.
- αν δεν υπάρχει ήχος σε κάποιο ηλεκτρόδιο, ελέγξτε τη σύνδεση καλωδίου-ηλεκτροδίου.
- αν δεν υπάρχει ήχος μετά και από αυτόν τον έλεγχο, αυτό σημαίνει ότι αυτό το καλώδιο δεν λειτουργεί. Άρα η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
- Εάν είναι απαραίτητο να ελέγξετε συγκεκριμένο ηλεκτρόδιο ή καλώδιο, χωρίς να χρειάζεται να περάσετε από τα προηγούμενα στάδια, πατήστε το πλήκτρο «TEST» και κρατήστε το πατημένο μέχρι να ανάψουν οι ενδεικτικές λυχνίες του επιθυμητού καλωδίου και στη συνέχεια αφήστε το κουμπί.
- Αφού ελέγξετε και το τελευταίο καλώδιο («RH-RF»), απομακρύνετε όλα τα ηλεκτρόδια (οι κύλινδροι και οι πλάκες δεν πρέπει να αγγίζονται μεταξύ τους) και πατήστε ξανά το πλήκτρο «TEST». Παραμένει αναμμένη μόνο η κίτρινη ενδεικτική λυχνία «TEST» και πρέπει να υπάρχει συνεχής ήχος. Εάν δεν ακουστεί ο ήχος, η συσκευή δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

**Προσοχή!** Αυτή η διαδικασία πρέπει να εκτελείται μετά από κάθε 10 συνεδρίες για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί.

6. Αν η κόκκινη ενδεικτική λυχνία «LOW BATT» αναβοσβήνει και ξεκινήσει ένας ήχος κατά τη χρήση της συσκευής, που τροφοδοτείται από μπαταρία, είναι απαραίτητο να απενεργοποιήσετε τη συσκευή πατώντας το κουμπί «ON» για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, τις οποίες θα επαναφορτίσετε (Συμπεριλαμβάνεται ο φορτιστής).

7. Η αφαίρεση της μπαταρίας έχει ως εξής:

- γυρίστε τη συσκευή ανάποδα.
- πιέστε το δάχτυλό σας στην πτυχωμένη άκρη του καλύμματος της θήκης μπαταριών και σύρετέ το.



- αφαιρέστε τις μπαταρίες από τις υποδοχές,
- κλείστε το κάλυμμα της μπαταρίας.

Σε αυτή την περίπτωση, είναι απαραίτητο να συνδέσετε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο χρησιμοποιώντας το τροφοδοτικό (προσαρμογέα).

## Κανόνες για την διεξαγωγή της συνεδρίας

Τα ηλεκτρόδια χειρών (κύλινδροι) χρησιμοποιούνται κυρίως για τη διόρθωση των οργάνων του σώματος που βρίσκονται πάνω από το διάφραγμα. Τα ηλεκτρόδια ποδιών (πλάκες)- για όργανα που βρίσκονται κάτω από το διάφραγμα.

Ωστόσο, αν λάβετε υπόψη το σύστημα των μεσημβρινών, το οποίο καλύπτει ολόκληρο το σώμα, η ταυτόχρονη χρήση ηλεκτροδίων χειρός και ποδιών οδηγεί σε ολική διόρθωση του σώματος και στην εναρμόνισή του.

Η χρήση του «DeVita BRT» είναι δυνατή σε δύο λειτουργίες: «FM (Fast Mode = γρήγορη λειτουργία)» και «BM (Base Mode = βασική λειτουργία)».

### 1. Λειτουργία FM.

Μια συνεδρία διεξάγεται μόνο με το ζεύγος ηλεκτροδίων χειρός (κύλινδροι) «LH-RH» (αριστερό χέρι - δεξί χέρι).

1.1. Για να επιλέξετε αυτή την λειτουργία, συνδέστε το μικρό καλώδιο 'βραχυκύκλωσης' στις υποδοχές RF-LF.

1.2. Συνδέστε το δεξί και το αριστερό κυλινδρικό ηλεκτρόδιο χειρών στις αντίστοιχες υποδοχές «LH» και «RH».

1.3. Πατήστε το κουμπί «ON», ενώ η ενδεικτική λυχνία «PROCESS» πρέπει να αναβοσβήνει.

1.4. Πατήστε το κουμπί «RUN», θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα. Η ενδεικτική λυχνία «PROCESS» πρέπει να είναι αναμμένη. Μέσα στα επόμενα 10 δευτερόλεπτα, πάρτε τα κυλινδρικά ηλεκτρόδια στα χέρια σας και περιμένετε το ηχητικό σήμα (τριπλό) όπου ενεργοποιούνται οι λυχνίες «LH-RH» (η συνεδρία ξεκίνησε). Διάρκεια συνεδρίας, 5 λεπτά. Αφού τελειώσει η συνεδρία, θα υπάρξει άλλο ένα τριπλό ηχητικό σήμα (η περίοδος λειτουργίας τελειώνει), η λυχνία «PROCESS» θα αναβοσβήνει και μετά από μερικά δευτερόλεπτα η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Εάν 10 δευτερόλεπτα μετά το πάτημα του πλήκτρου «RUN» δεν υπάρχει επαφή στο κύκλωμα χειρός-ηλεκτροδίου-καλωδίου (για παράδειγμα, κακή επαφή του ηλεκτροδίου με το χέρι»LH-RH»), οι λυχνίες «LH» και το «RH» θα αναβοσβήνουν, η ενδεικτική λυχνία «PROCESS» θα είναι σβηστή και θα ακούγεται ένας συνεχόμενος ήχος. Αν η αιτία του ανοικτού κυκλώματος αφαιρεθεί σε λιγότερο από 10

δευτερόλεπτα, η συνεδρία θα συνεχιστεί αυτόματα. Εάν η αιτία δεν εξαιρεθεί - μετά από 10 δευτερόλεπτα η συσκευή θα επιστρέψει αυτόματα στην αρχική της κατάσταση και θα απενεργοποιηθεί.

## 2. Λειτουργία BM.

Η συνεδρία διεξάγεται κανονικά.

2.1. Αυτή η λειτουργία έχει οριστεί ως προεπιλογή εάν δεν είναι συνδεδεμένο το μικρό καλώδιο βραχυκύκλωσης στις υποδοχές «RF-LF».

2.2. Συνδέστε το δεξί και το αριστερό κυλινδρικό ηλεκτρόδιο χεριών στις αντίστοιχες υποδοχές «LH» και «RH». Συνδέστε το δεξί και το αριστερό ηλεκτρόδιο-πλάκα ποδιών στις αντίστοιχες υποδοχές «LF» και «RF» και τοποθετήστε γυμνά τα πόδια πάνω τους.

2.3. Πατήστε το κουμπί «ON», ενώ η ενδεικτική λυχνία «PROCESS» πρέπει να αναβοσβήνει.

2.4. Πατήστε το κουμπί «RUN», θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα. Η λυχνία «PROCESS» πρέπει να είναι αναμμένη. Στα επόμενα 10 δευτερόλεπτα, κρατήστε τα κυλινδρικά ηλεκτρόδια και περιμένετε το τριπλό ηχητικό σήμα και την ενεργοποίηση των λυχνιών «LH-RH» (έναρξη λειτουργίας). Τα καλώδια «LH-RH», «LF-LH», «RF-LF», «RH-RF» πρέπει να αλλάζουν με καθορισμένη σειρά με ένα διάστημα 5 λεπτών για κάθε ηλεκτρόδιο. Συνολικός χρόνος συνεδρίας 20 λεπτά. Αφού τελειώσει, θα ακουστεί άλλος ήχος (η περίοδος λειτουργίας τελειώνει), η LED «PROCESS» θα αναβοσβήνει και μετά από μερικά δευτερόλεπτα η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Εάν 10 δευτερόλεπτα μετά το πάτημα του πλήκτρου «RUN» δεν υπάρχει επαφή στο κύκλωμα χειρός-ηλεκτροδίου-καλωδίου (για παράδειγμα, κακή επαφή του ηλεκτροδίου με το χέρι «LH-RH»), η ενδεικτική λυχνία «PROCESS» θα είναι σβηστή, θα ακούγεται ένας συνεχόμενος ήχος και θα αναβοσβήνουν οι λυχνίες «LH-RH». Αν η αιτία του ανοικτού κυκλώματος αφαιρεθεί σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα, η συνεδρία θα συνεχιστεί αυτόματα. Εάν η αιτία δεν εξαιρεθεί - μετά από 10 δευτερόλεπτα η συσκευή θα επιστρέψει αυτόματα στην αρχική της κατάσταση και θα απενεργοποιηθεί.

3. Στο τέλος της συνεδρίας, απενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί «ON» για 2 δευτερόλεπτα. Θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα, όλες οι λυχνίες θα σβήσουν και η συσκευή θα απενεργοποιηθεί.

**Η συσκευή δεν αποτελεί ιατρικό προϊόν.**