

Συσκευή ενίσχυσης των
προστατευτικών δυνάμεων και
αποκατάστασης της φυσικής
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
σε φυσικά βιοσυστήματα

DeVita AP
Modell Mini

Οδηγίες χρήσης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μια καινοτόμα συσκευή, που ισάζει της σε δράση και αποτελεσματικότητα δεν υπάρχει στην αγορά. Στις μέρες μας είναι αναγκαίο, ο κάθε άνθρωπος να είναι σε θέση να διατηρεί έναν υψηλό συντελεστή υγείας. Η συσκευή χρησιμοποιείται για την ανακούφιση του άγχους που προκαλείται από την παρουσία παρασιτικών οργανισμών στο ανθρώπινο σώμα: ιοί, βακτηρίδια, μύκητες, πρωτόζωα, ελμινθες. Επίσης, ρυθμίζει την παρουσία ενδο- και εξω- τοξινών που εμποδίζουν το έργο των κυριότερων απεκκριτικών συστημάτων, η οποία είναι μία από τις κύριες αιτίες των προβλημάτων υγείας.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η αντιπαρασιτική δράση της συσκευής βασίζεται στα αποτελέσματα της έρευνας του επιστήμονα και μηχανικού R. Rife και των συνεχιστών του. Οι επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι κάθε ζωντανός οργανισμός έχει τη δική του ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Τα κύματα μιας ορισμένης συχνότητας, που αναπαράγονται από τη συσκευή, αντιστούν με τη δική τους ακτινοβολία, ενισχύοντας τις φυσικές τους ταλαντώσεις. Οι εντατικές ταλαντώσεις αποτελούν παράγοντα εξολόθρευσης των παρασίτων. Η συσκευή DeVita AP Mini διαθέτει ξεχωριστές συχνότητες ταλαντώσεων για ορισμένους τύπους ιών, βακτηρίων, ελμινθών, πρωτόζωων και μυκήτων και πέραν αυτού, παρέχει την δυνατότητα για έναν βαθύ καθαρισμό του σώματος από τις τοξίνες.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Η συσκευή περιλαμβάνει 14 βασικά ΣΕΤ προγραμμάτων (complexes) που αποτελούνται από χειροκίνητα και αυτόματα προγράμματα. Κάθε χρήστης μπορεί να δημιουργήσει εξαστοικευμένα ΣΕΤ προγραμμάτων (χωρητικότητα συσκευής - έως και 50).Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα λήψης νέων ΣΕΤ και προγραμμάτων που θα δημιουργηθούν από εξειδικευμένα στελέχη της εταιρείας.

ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση της συσκευής DeVita AP Mini συνιστάται κατά τις απογευματινές ή τις βραδινές ώρες, τοποθετώντας την συσκευή κάτω από το μαξιλάρι με το πίσω μέρος να «κοιτάει» προς εσάς.

Για την βελτίωση περίπλοκων προβλημάτων υγείας και τη διατήρηση του υψηλού τόνου, σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τις συσκευές DeVita Energy Mini το πρωί και DeVita Ritm Mini κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η μέθοδος χρήσης των συσκευών DeVita περιγράφεται στα ΣΕΤ προγραμμάτων.

ΣΕΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (complexes)

- | | | |
|---|------------------------|---------------------------------|
| 1. Γενική λίστα προγραμμάτων | 6. Χωρίς κρυολόγημα | 12. Αντρική υγεία |
| 2. Καρδιά και αγγεία | 7. Κίνηση χωρίς πόνο | 13. Υγεία της γυναίκας |
| 3. Ρύθμιση πεπτικού και αποτοξίνωση εντέρου | 8. Για αθλητές | 14. Διαχείριση σωματικού βάρους |
| 4. Αντιστρές | 9. Λαμπερή επιδερμίδα | |
| 5. Κατά της αϋπνίας | 10. Τέλος στα παράσιτα | |
| | 11. Κατά των αλλεργιών | |

1. ΣΕΤ προγράμματος «ΓΕΝΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Χωρίς κρυολόγημα | 25. Τέλος στα εντεροστομαχικά παράσιτα |
| 2. Προστασία από την γρίπη | 26. Τέλος στα παράσιτα |
| 3. Αντικό | 27. Προστασία από τα πρωτόζωα |
| 4. Υγεία του γαστρεντερικού | 28. Χωρίς οξισόσωμα & τρηματώδη |
| 5. Κυτταρική αποτοξίνωση | 29. Κατά των σταφυλόκοκκων |
| 6. Αρχικός καθαρισμός | 30. Κατά των στρεπτόκοκκων |
| 7. Κατά της δηλητηρίασης | 31. Έλεγχος βάρους |
| 8. Σεξουαλική υγεία | 32. Πρόγραμμα λειτουργίας 1 –αυτόματο |
| 9. Detox Mexicana | 33. Πρόγραμμα λειτουργίας 2 –αυτόματο |
| 10. Αντιμετώπιση αλλεργιών | 34. Πρόγραμμα λειτουργίας 3 –αυτόματο |
| 11. Αντιβακτηριακό | 35. Πρόγραμμα λειτουργίας 4 –αυτόματο |
| 12. Κατά της κάντιντα | 36. Καθαρισμός –αυτόματο |
| 13. Απαλλαγή από τα κλαμύδια | 37. Τέλος στα παράσιτα – αυτόματο |
| 14. Κατά των μυκήτων | 38. Χωρίς γρίπη – αυτόματο |
| 15. Κατά της γρίπης (Βασικό) | 39. Κατά του έρπητα S – αυτόματο |
| 16. Κατά του ελικοβακτηριδίου | 40. Κατά του έρπητα Z –αυτόματο |
| 17. Χωρίς ηπατίτιδα Α | 41. Χωρίς κρυολόγημα –αυτόματο |
| 18. Υγιής λέμφος | 42. Υποστήριξη ανοσοποιητικού –αυτόματο |
| 19. Κατά του έρπη | 43. Χωρίς έλμινθες –αυτόματο |
| 20. Χωρίς τοξίνες | 44. Απώλεια βάρους –αυτόματο |
| 21. Κατά του απλού έρπη | 45. Ελάττωση πόντων –αυτόματο |
| 22. Κατά του έρπη ζωστήρα | |
| 23. Απαλλαγή από μύκητες και μούχλα | |
| 24. Κατά των νηματοδών και ασκαρίδων | |

Αυτόματα προγράμματα-complexes

Όνομασία	Όνομασία	Λειτουργία (ώρα)
Πρόγραμμα λειτουργίας 1	Καταστέλλει τη δραστηριότητα των ιών, αναστέλλει τη ζωτική δραστηριότητα των πρωτόζωων μικροοργανισμών. Βέλτιστη πρόληψη ασθενειών κατά την αλλαγή κλιματικών ζωνών, που παρατηρούνται σε ασιατικές χώρες	6:47

Πρόγραμμα λειτουργίας 2	Αφαιρεί το τοξικό φορτίο που προκαλείται από τους στρεπτό- και σταφυλόκοκκους. Είναι αποτελεσματικό τόσο για κρυολόγημα όσο και για την πρόληψη λοιμώξεων από κόκκους.	7:53
Πρόγραμμα λειτουργίας 3	Προωθεί την αφαίρεση των βακτηριακών επιπολών του γαστρεντερικού σωλήνα και του ουρογεννητικού συστήματος.	8:26
Πρόγραμμα λειτουργίας 4	Απομακρύνει τις μυκοτρίξες που σχηματίζονται από μούχλα και ζυμομύκητες. Μειώνει τον κίνδυνο συσσώρευσης καρκινογόνων παραγόντων.	7:47
Καθαρισμός αυτόματο	Προωθεί την αποσυμφόρηση των τοξινών, την ομαλοποίηση της λεμφικής αποστράγγισης (αποτοξίνωσης), την ενίσχυση των λεμφικών αγγείων. Βοηθά στην απομάκρυνση της περίσσειας του υγρού από τον ενδοκυττάριο χώρο, έχει αντισηπτικό αποτέλεσμα	7:10
Τέλος στα παράσιτα – αυτόματο	Μειώνει το παρασιτικό φορτίο του ήπατος, του παγκρέατος, των εντέρων και επίσης το τοξικό φορτίο που προκαλείται από τη ζωτική δραστηριότητα αυτών των οργανισμών..	7:38
Χωρίς γρίπη – αυτόματο	Καταστέλλει τη δραστηριότητα διαφόρων στελεχών του ιού της γρίπης, βοηθά στην ανακούφιση των συμπτωμάτων δηλητηρίασης και ανακουφίζει την κατάσταση του ατόμου κατά τη διάρκεια της νόσου..	6:38
Κατά του έρπητα S – αυτόματο	Προλαμβάνει την ανάπτυξη του απλού έρπητα και την τοξική επίδρασή του στο σώμα: σχηματισμός κυστιδίων στις βλενώδεις μεμβράνες, στο δέρμα, μείωση του κνησμού..	7:35
Κατά του έρπητα Z – αυτόματο	Μειώνει τη δραστηριότητα των ιών του έρπητα ζωστήρα, απομακρύνει το τοξικό φορτίο της εκδήλωσής της στην επιφάνεια του δέρματος και την αίσθηση του πόνου.	5:47
Χωρίς κρυολόγημα –αυτόματο	Προλαμβάνει την ανάπτυξη αναπνευστικών ιών, μειώνει τα συμπτώματα της δηλητηρίασης, οδηγεί στη μείωση των φλεγμονωδών αντιδράσεων και στην πιθανότητα επιπλοκών	8:09
Υποστήριξη ανοσοποιητικού –αυτόματο	Αποτρέπει τη δραστηριότητα διάφορων ιών, την εξάπλωσή τους στο ανθρώπινο σώμα, προωθεί την ενεργοποίηση της ανοσίας. Συμβάλλει αποτελεσματικά στην πρόληψη των λοιμώξεων κατά την υποθερμία και κατά τη διάρκεια επιδημιών.	5:03

Χωρίς έλμινθες -αυτόματο	Βοηθά στη μείωση της ζωτικής δραστηριότητα των ελμινθών και στη φυσική τους αποβολή από το σώμα, μειώνει το τοξικό φορτίο. Συμβάλλει αποτελεσματικά στην πρόληψη της ελμινθίωσης σε παιδιά και ενήλικες.	3:18
Απώλεια βάρους -αυτόματο	Μειώνει το παρασιτικό φορτίο και προκαλεί την εξουδετέρωση των ιών που προκαλούν το υπερβολικό βάρος. Ρυθμίζει τη δράση του αυτόνομου νευρικού συστήματος, διατηρεί τον τόνο του σώματος και βελτιώνει την ψυχοεκδημική κατάσταση.	4:28
Ελάττωση πόντων -αυτόματο	Καθαρίζει το σώμα από τις τοξίνες, ομαλοποιεί την αποστράγγιση των λεμφαδένων, διατηρεί την ανοσία και αυξάνει τη ζωτική ενέργεια..	4:31

Προσοχή! Εάν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των αντίστοιχων προγραμμάτων παρατηρηθεί, κεφαλαλγία, εφίδρωση ή άλλες εκδηλώσεις τοξικότητας, τότε η εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων πρέπει να διεξαχθεί σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες για τους επόμενους 3 μήνες. Κάθε ένα από τα προγράμματα συμβάλλει δραστικά στην όλη διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη τον κύκλο ζωής του μολυσματικού παράγοντα.

Εφαρμογή:

- Προγράμματα λειτουργίας 1-3 για 14 μέρες

- Πρόγραμμα λειτουργίας 4 για 30 μέρες.

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή καθημερινά, τη νύχτα.

2. ΣΕΤ προγράμματος «Καρδιά και αγγεία»

Χρησιμοποιείται σε περίπτωση προβλημάτων που σχετίζονται με το καρδιαγγειακό και το λεμφικό σύστημα

1 μήνας καθημερινής χρήσης σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:

1^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 1»

2^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 2»

3^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 3»

4^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 4»

2 μήνας:

1^η-2^η εβδομάδα — πρόγραμμα «Χωρίς οξιστόσωμα & τρηματώδη» καθημερινά το βράδυ, ύστερα από την ολοκλήρωση των προγραμμάτων στο DeVita Ritm Mini.

3^η-4^η εβδομάδα — πρόγραμμα «Απαλλαγή από τα κλαμύδια» καθημερινά το βράδυ, ύστερα από την ολοκλήρωση των προγραμμάτων στο DeVita Ritm Mini.

1^η -4^η εβδομάδα — «Καθαρισμός» καθημερινά τη νύχτα.

3 μήνας απαραίτητη η χρήση των προγραμμάτων που αναγράφονται τον πρώτο μήνα.

4 μήνας «Τέλος στα παράσιτα αυτόματο» καθημερινά τη νύχτα για 1 εβδομάδα.

3. ΣΕΤ προγράμματος «Ρύθμιση πεπτικού και αποτοξίνωση εντέρου»

Χρησιμοποιείται σε περίπτωση προβλημάτων που σχετίζονται με το πεπτικό σύστημα και ως πρόσθετο μέσο για την αντιμετώπιση της δηλητηρίασης.

1 μήνας καθημερινής χρήσης σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:

1^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 1»

2^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 2»

3^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 3»

4^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 4»

2 μήνας:

1^η-2^η εβδομάδα — πρόγραμμα «Χωρίς οξιστόσωμα & τρηματώδη» καθημερινά το βράδυ, ύστερα από την ολοκλήρωση των προγραμμάτων στο DeVita Ritm Mini.

3^η-4^η εβδομάδα — πρόγραμμα «Κυτταρική αποτοξίνωση» καθημερινά το βράδυ, ύστερα από την ολοκλήρωση των προγραμμάτων στο DeVita Ritm Mini.

1^η -4^η εβδομάδα — «Καθαρισμός» καθημερινά τη νύχτα.

Απαιίτητο:

«Κατά του ελικοβακτηριδίου» — καθημερινά το βράδυ για ένα μήνα.

3 μήνας απαραίτητη η χρήση των προγραμμάτων που αναγράφονται τον πρώτο μήνα.

4 μήνας «Τέλος στα παράσιτα αυτόματο» καθημερινά τη νύχτα για 1 εβδομάδα.

Σε περίπτωση δηλητηρίασης:

- «Πρόγραμμα λειτουργίας 3»

- Πρόγραμμα «Κατά της δηλητηρίασης»

Καθημερινά κατά τη διάρκεια 10 ημερών εναλλάξ το ένα με το άλλο.

4. ΣΕΤ προγράμματος «Αντιστρές»

Σε περίπτωση άγχους, κόπωσης, μειωμένης απόδοσης, καταθλιπτικών καταστάσεων.

1 μήνας καθημερινής χρήσης σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:

1^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 1»

2^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 2»

3^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 3»

4^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 4»

2 μήνας: «Καθαρισμός» καθημερινά τη νύχτα.

3 μήνας: απαραίτητη η χρήση των προγραμμάτων που αναγράφονται τον πρώτο μήνα.

4 μήνας: «Τέλος στα παράσιτα αυτόματο» καθημερινά τη νύχτα για 1 εβδομάδα.

5. ΣΕΤ προγράμματος «Κατά της αϋπνίας»

Σε κατάσταση νευρικής διέγερσης, προβλήματα με τον ύπνο.

1 μήνας καθημερινής χρήσης σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:

1^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 1»

2^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 2»

3^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 3»

4^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 4»

2 μήνας: «Καθαρισμός» καθημερινά τη νύχτα.

3 μήνας: απαραίτητη η χρήση των προγραμμάτων που αναγράφονται τον πρώτο μήνα.

4 μήνας: «Τέλος στα παράσιτα αυτόματο» καθημερινά τη νύχτα για 1 εβδομάδα.

6. ΣΕΤ προγράμματος «Χωρίς κρυολογήματα»

Για την πρόληψη των κρυολογημάτων, καθώς και την ανακούφιση από βακτηριακές και ιογενείς λοιμώξεις.

Κατά την περίοδο καταρροϊκών ασθενειών, υποθερμίας

- «Υποστήριξη ανοσοποιητικού αυτόματο» 1-2 φορές την εβδομάδα.

Κατά τα πρώτα σημάδια καταρροϊκών ασθενειών (εκτός από τη γρίπη) για 2 μέρες

- «Χωρίς κρυολογήματα αυτόματο»

Έπειτα για 5 έως 7 μέρες εναλλάξ μεταξύ τους καθημερινά:

- «Πρόγραμμα λειτουργίας 2»

- πρόγραμμα «Κατά της γρίπης (Βασικό)»

Εάν υπάρχει βήχας - Επιπλέον, το πρόγραμμα «Αντιβακτηριακό»

Κατά τα πρώτα σημάδια της γρίπης, κάθε μέρα για 2 ημέρες εναλλάξ μεταξύ τους:

- πρόγραμμα «Αντιικό»

- «Χωρίς γρίπη αυτόματο»

Επιπλέον, καθημερινά για 5 ημέρες: «Χωρίς γρίπη αυτόματο»

Στο τέλος, «Πρόγραμμα λειτουργίας 2» καθημερινά για 5-7 ημέρες, εάν είναι απαραίτητο, το πρόγραμμα «Αντιβακτηριακό».

7. ΣΕΤ προγράμματος «Κίνηση χωρίς πόνο»

Σε περίπτωση προβλημάτων που σχετίζονται με το μυοσκελετικό σύστημα: πόνος, φλεγμονή των αρθρώσεων, των μυών, της σπονδυλικής στήλης, τραυματισμοί.

1 μήνας καθημερινής χρήσης σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:

1^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 1»

2^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 2»

3^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 3»

4^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 4»

2 μήνας:

- «Καθαρισμός» καθημερινά τη νύχτα.

- πρόγραμμα «Αντιβακτηριακό» και «Κυτταρική αποτοξίνωση», καθημερινά το βράδυ, ύστερα από την ολοκλήρωση των προγραμμάτων στο DeVita Ritm Mini κατά τη διάρκεια 14 ημερών.

3 μήνας: απαραίτητη η χρήση των προγραμμάτων που αναγράφονται τον πρώτο μήνα.

4 μήνας: «Τέλος στα παράσιτα αυτόματο» καθημερινά τη νύχτα για 1 εβδομάδα.

8. ΣΕΤ προγράμματος «Για αθλητές»

Σε περίπτωση έντονης σωματικής άσκησης, τραυματίων, αλλά και μείωσης του τοξικού φορτίου και ταχείας ανάκαμψης μετά την προπόνηση.

1 μήνας καθημερινής χρήσης σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:

1^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 1»

2^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 2»

3^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 3»

4^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 4»

2 μήνας: «Καθαρισμός» καθημερινά τη νύχτα.

3 μήνας: απαραίτητη η χρήση των προγραμμάτων που αναγράφονται τον πρώτο μήνα.

4 μήνας: «Τέλος στα παράσιτα αυτόματο» καθημερινά τη νύχτα για 1 εβδομάδα.

9. ΣΕΤ προγράμματος «Λαμπερή επιδερμίδα»

Σε περίπτωση φλεγμονωδών διεργασιών στο δέρμα, μυκητιάσεων στα μαλλιά και στα νύχια, έρπη (έρπητα ζωστήρα).

1 μήνας καθημερινής χρήσης σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:

1^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 1»

2^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 2»

3^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 3»

4^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 4»

2 μήνας «Καθαρισμός» καθημερινά τη νύχτα.

Απαραίτητα:

- σε περίπτωση μυκητίασης πρόγραμμα «Κατά των μυκήτων» καθημερινά το βράδυ, ύστερα από την ολοκλήρωση των προγραμμάτων στο DeVita Ritm Mini.

3 μήνας:

- απαραίτητη η χρήση των προγραμμάτων που αναγράφονται τον πρώτο μήνα.

- σε περίπτωση έρπητα: πρόγραμμα «Κατά του έρπη S αυτόματο» ή «Κατά του έρπη Z αυτόματο» καθημερινά τη νύχτα.

4 μήνας «Τέλος στα παράσιτα αυτόματο» καθημερινά τη νύχτα για 1 εβδομάδα.

10. ΣΕΤ προγράμματος «Τέλος στα παράσιτα»

Για να προφυλάξετε από τον κίνδυνο: ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων, ταξιδιώτες, οικογένειες με παιδιά κάτω των 12 ετών. Όταν αλλάζει η όρεξή σας, βιώνετε ανεξήγητο πόνο, φλεγμονή, εμφάνιση αλλεργιών.

1 μήνας καθημερινής χρήσης σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:

1^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 1»

2^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 2»

3^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 3»

4^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 4»

2 μήνας «Καθαρισμός» καθημερινά τη νύχτα.

3 μήνας: απαραίτητη η χρήση των προγραμμάτων που αναγράφονται τον πρώτο μήνα.

4 μήνας «Τέλος στα παράσιτα αυτόματο» καθημερινά τη νύχτα για 1 εβδομάδα.

Επιπλέον:

Εάν παρουσιαστούν συμπτώματα του βήχα - Πρόγραμμα «Αντιβακτηριακό» — κάθε

μέρα τη νύχτα, ύστερα από την ολοκλήρωση των προγραμμάτων DeVita Ritm Mini, για 14 ημέρες.

Σε περίπτωση επιβάρυνσης από τον ιό του έρπητα:

- πρόγραμμα «Κατά του απλού έρπητα» - κατά τα πρώτα σημάδια εξανθήματος κάθε 3 ώρες, ύστερα κάθε μέρα 1-2 φορές την ημέρα, πρόγραμμα «Κατά του έρπητα S αυτόματο» τη νύχτα, για 1 μήνα.

- πρόγραμμα «Κατά του έρπη ζωστήρα» - κατά τα πρώτα σημάδια εξανθήματος κάθε 3 ώρες, ύστερα κάθε μέρα 1-2 φορές την ημέρα, πρόγραμμα «Κατά του έρπητα Z αυτόματο» τη νύχτα, για 1 μήνα.

Όταν επισκέπτεστε χώρες της Ασίας και της Αφρικής για την πρόληψη του ιικού φορτίου στο ήπαρ, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα «Χωρίς ηπατίτιδα Α» - καθημερινά 1-2 φορές την ημέρα για ένα μήνα.

11. ΣΕΤ προγράμματος «Κατά των αλλεργιών»

Σε περίπτωση διαφόρων αλλεργικών αντιδράσεων από φαγητό, σκόνη, κατοικίδια ζώα, γύρη φυτών.

1 μήνας καθημερινής χρήσης σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:

1^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 1»

2^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 2»

3^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 3»

4^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 4»

Επιπλέον:

πρόγραμμα «Αντιμετώπιση αλλεργιών» καθημερινά το βράδυ, ύστερα από την ολοκλήρωση των προγραμμάτων στο DeVita Ritm Mini.

2 μήνας:

1^η-2^η εβδομάδα — πρόγραμμα «Χωρίς οιστόσωμα & τρηματώδη» καθημερινά το βράδυ, ύστερα από την ολοκλήρωση των προγραμμάτων στο DeVita Ritm Mini.

3^η-4^η εβδομάδα — πρόγραμμα «Αντιμετώπιση αλλεργιών» καθημερινά το βράδυ, ύστερα από την ολοκλήρωση των προγραμμάτων στο DeVita Ritm Mini.

1^η-4^η εβδομάδα — «Καθαρισμός» καθημερινά τη νύχτα.

3 μήνας:

- απαραίτητη η χρήση των προγραμμάτων που αναγράφονται τον πρώτο μήνα.

- πρόγραμμα «Αντιμετώπιση αλλεργιών» καθημερινά την νύχτα.

4 μήνας:

- «Τέλος στα παράσιτα αυτόματα» απαραίτητη η καθημερινή χρήση τη νύχτα, για 1 εβδομάδα.
- πρόγραμμα «Αντιμετώπιση αλλεργιών» καθημερινά το βράδυ, ύστερα από την ολοκλήρωση των προγραμμάτων στο DeVita Ritm Mini.

Προσοχή! Σε περίπτωση αλλεργικής ρινίτιδας, η διαδικασία πρέπει να ξεκινήσει 2 μήνες πριν από την ανθοφορία των φυτών. Ένα σταθερό θετικό αποτέλεσμα για την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τις αλλεργίες μπορεί να επιτευχθεί με την τακτική χρήση του συγκεκριμένου ΣΕΤ προγράμματος για 6 μήνες.

12. ΣΕΤ προγράμματος «Αντρική υγεία»

Σε περίπτωση ψυχολογικών και λειτουργικών προβλημάτων του ανδρικού ουρογεννητικού συστήματος.

1 μήνας καθημερινής χρήσης σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:

1^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 1»

2^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 2»

3^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 3»

4^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 4»

2 μήνας:

- «Καθαρισμός» καθημερινά τη νύχτα.

- πρόγραμμα «Απαλλαγή από τα κλαμύδια» καθημερινά το βράδυ, ύστερα από την ολοκλήρωση των προγραμμάτων στο DeVita Ritm Mini.

3 μήνας: απαραίτητη η χρήση των προγραμμάτων που αναγράφονται τον πρώτο μήνα.

4 μήνας «Τέλος στα παράσιτα αυτόματα» καθημερινά τη νύχτα για 1 εβδομάδα.

13. ΣΕΤ προγράμματος «Υγεία της γυναίκας»

Σε περίπτωση λειτουργικών διαταραχών του γυναικείου ουρογεννητικού συστήματος, την εναρμόνιση της λειτουργίας του σώματος στην προεμμηνορρυσιακή και κλιμακτηριακή περίοδο.

1 μήνας καθημερινής χρήσης σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:

1^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 1»

2^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 2»

3^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 3»

4^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 4»

2 μήνας:

- «Καθαρισμός» καθημερινά τη νύχτα.

- πρόγραμμα «Απαλλαγή από τα κλαμύδια» καθημερινά το βράδυ, ύστερα από την ολοκλήρωση των προγραμμάτων στο DeVita Ritm Mini.

3 μήνας: απαραίτητη η χρήση των προγραμμάτων που αναγράφονται τον πρώτο μήνα.

4 μήνας «Τέλος στα παράσιτα αυτόματα» καθημερινά τη νύχτα για 1 εβδομάδα.

14. ΣΕΤ προγράμματος «Διαχείριση σωματικού βάρους»

Για αποτελεσματική απώλεια βάρους και ρύθμιση της όρεξης.

Προσοχή:

Για βέλτιστα αποτέλεσμα πριν την χρήση του συγκεκριμένου ΣΕΤ προγράμματος, συνιστάται πρωτίστως η μείωση του παρασιτικού και τοξικού φορτίου, χρησιμοποιώντας τα βασικά προγράμματα («Πρόγραμμα λειτουργίας 1-4», «Καθαρισμός», «Τέλος στα παράσιτα - αυτόματα») του ΣΕΤ «Τέλος στα παράσιτα» εντός 3-4 μηνών.

4-6 μήνας:

- προγράμματα «Απώλεια βάρους - αυτόματα» και «Ελάττωση πόντων - αυτόματα» καθημερινά εναλλάξ το ένα με το άλλο ανά ημέρα, τη νύχτα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ΣΕΤ προγραμμάτων, ανατρέξτε στον ιστότοπο της εταιρείας www.deholding.info στην ενότητα «Προϊόντα» - «ΣΕΤ προγραμμάτων».

Με την τακτική και ορθή χρήση των συσκευών DeVita Mini κάθε χρήστης απολαμβάνει θεαματικά αποτελέσματα ανάκαμψης, νεότητας και μακροζωίας.

www.deholding.info

Deta-Elis Europa GmbH
Kaisersstraße 74,
63065 Offenbach, Germany